




피부건강관리학부 실습기자재 구매 목록

NO	품 명	규 격	수량	단위
1	리프팅 초음파(장비+카트)	세부내역 참조	3	SET
2	복합 피부관리기기	세부내역 참조	3	SET
3	야쿠아필 기능 피부관리기기	세부내역 참조	3	SET
4	산소 공급 기반 피부관리기기	세부내역 참조	3	SET


규격서(SPEC)

NO	품명	규격	단위	수량										
1	리프팅 초음파(장비+카트)	세부내역 참조	SET	3										
설치장소		신비관 210호												
세부규격		<ul style="list-style-type: none"> •기능: 미세 진동 마사지 시스템 •적용부위: 모든 피부 타입 사용 가능 •특징: 콜라겐 생성 도움, 히알루론산(GAG) 분포 유도 •사용방식: 비침습 피부관리 •색상: 화이트 •전원방식: AC 전원 •조작방식: GUI 터치 디스플레이 •형태: 이동형 스탠드 타입, 본체, 핸드피스, 전원케이블 •티타늄 팁을 사용하여 인체에 무해 												
필수요구사항		<ul style="list-style-type: none"> -제품 설치 및 잡자재비 포함 - 지정된 장소 설치하고 이상 유무 점검할 것 - 설치 후 사용자 교육 포함 - 기기 본체 + 기기 전용 카트 포함 												
참고사진														
<div style="text-align: center;"> <h3>SPECIFICATION</h3>  </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ultrasound Frequency</td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 1MHz <input checked="" type="checkbox"/> 3MHz <input checked="" type="checkbox"/> 10MHz </td> </tr> <tr> <td>Probe</td> <td> 3/10MHz(For Eye & Hair) 3/10MHz(For Face) 1/3MHz(For Body) </td> </tr> <tr> <td>Maximum Power</td> <td style="text-align: center;">3W</td> </tr> <tr> <td>Voltage</td> <td style="text-align: center;">110V~230V, 50Hz~60Hz</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td style="text-align: center;">8kg</td> </tr> </table>					Ultrasound Frequency	<input type="checkbox"/> 1MHz <input checked="" type="checkbox"/> 3MHz <input checked="" type="checkbox"/> 10MHz	Probe	3/10MHz(For Eye & Hair) 3/10MHz(For Face) 1/3MHz(For Body)	Maximum Power	3W	Voltage	110V~230V, 50Hz~60Hz	Weight	8kg
Ultrasound Frequency	<input type="checkbox"/> 1MHz <input checked="" type="checkbox"/> 3MHz <input checked="" type="checkbox"/> 10MHz													
Probe	3/10MHz(For Eye & Hair) 3/10MHz(For Face) 1/3MHz(For Body)													
Maximum Power	3W													
Voltage	110V~230V, 50Hz~60Hz													
Weight	8kg													


규격서(SPEC)

NO	품명	규격	단위	수량										
2	복합 피부관리기기	세부내역 참조	SET	3										
설치장소		신비관 210호												
세부규격	<p>(통합 복합 피부관리 시스템)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 핸드피스 구성 / 기능 모듈 • Scrubber (초음파 스크러버): 각질 제거 / 영양 투입 / 리프팅 기능 포함 • SONO (Ultrasonic / 초음파 마사지): 피부 심층 진동 작용을 통한 흡수 촉진 및 조직 활성화 • Cooling & Heating (크라이오 + 온열 기능): 온도 조절 범위 -20 °C ~ 40 °C • Iontophoresis / 이온토포레시스 (Ion-Clip, Ion Rod 등): 전기적 이온영동을 통한 유효성분 침투 지원 • Vitamin Clip / 비타민 클립: 유효성분(비타민, 앰플 등)의 피부 투과 유도 <p>• 온도 제어 범위 : 냉각(-20 °C) ~ 온열(40 °C) 범위 조절 가능 • 인증 / 표시 사항 : KC 인증 및 FDA 승인 언급됨</p>													
필수요구사항	<ul style="list-style-type: none"> - 제품 설치 및 잡자재비 포함 - 지정된 장소 설치하고 이상 유무 점검할 것 - 설치 후 사용자 교육 포함 - 기기 본체 + 기기 전용 카트 포함 													
참고사진														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">본체 핸드피스 거치대</p> <p style="text-align: center;">SCRUBBER SONO VITAMIN CLIP ION ROD</p> <p style="text-align: center;">전원 어댑터 (12V10A) 전원 케이블 사용설명서</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <h3 style="color: blue;">제품 스펙</h3>  <p style="font-size: small;">164 423 247</p> </div> </div> <table style="width: 100%; margin-top: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">제품 포장 박스 사이즈</td> <td>W495 x H250 x D430 mm</td> </tr> <tr> <td>제품 포장 박스 무게</td> <td>6.5 kg</td> </tr> <tr> <td>정격전압</td> <td>AC 110 ~ 240V, 60Hz, 1.47A</td> </tr> <tr> <td>출력전압</td> <td>DC 12V10A, 120W</td> </tr> <tr> <td>LCD패널</td> <td>55 × 33 mm</td> </tr> </table>					제품 포장 박스 사이즈	W495 x H250 x D430 mm	제품 포장 박스 무게	6.5 kg	정격전압	AC 110 ~ 240V, 60Hz, 1.47A	출력전압	DC 12V10A, 120W	LCD패널	55 × 33 mm
제품 포장 박스 사이즈	W495 x H250 x D430 mm													
제품 포장 박스 무게	6.5 kg													
정격전압	AC 110 ~ 240V, 60Hz, 1.47A													
출력전압	DC 12V10A, 120W													
LCD패널	55 × 33 mm													

규격서(SPEC)

NO	품명	규격	단위	수량																																
3	아쿠아필 기능 피부관리기기	세부내역 참조	SET	3																																
설치장소		신비관 210호																																		
세부규격		<ul style="list-style-type: none"> •진공 흡입 및 솔루션 공급 방식 적용 •Aqua Peel 2.0 + Vortex suction + 진공흡입 방식 •피부 세정, 각질관리 및 수분관리 기능 제공 •피지 및 노폐물 제거 기능 제공 •AHA/BHA 솔루션 사용 가능 •흡입 강도 조절 가능 •터치패널 제어 방식 •핸드피스 타입 관리 시스템 적용 •AC 220V / 60Hz 사용 •본체, 핸드피스, 솔루션 용기 포함 •이동형 스탠드 구조 적용 •제품 구성 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">본체</td> <td>1대</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">팁</td> <td>대형</td> <td>10개</td> <td rowspan="2">소모품</td> </tr> <tr> <td>소형</td> <td>10개</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">흡인병</td> <td>1개</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">용액병</td> <td>3개</td> <td>소모품</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">제품설명서</td> <td>1부</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="2">전원코드</td> <td>1개</td> <td></td> </tr> </table>			1	본체		1대		2	팁	대형	10개	소모품	소형	10개	3	흡인병		1개		4	용액병		3개	소모품	5	제품설명서		1부		6	전원코드		1개	
1	본체		1대																																	
2	팁	대형	10개	소모품																																
		소형	10개																																	
3	흡인병		1개																																	
4	용액병		3개	소모품																																
5	제품설명서		1부																																	
6	전원코드		1개																																	
필수요구사항		<ul style="list-style-type: none"> - 제품 설치 및 잡자재비 포함 - 지정된 장소 설치하고 이상 유무 점검할 것 - 설치 후 사용자 교육 포함 - 기기 본체 + 기기 전용 카트 포함 																																		
참고사진																																				
																																				

규격서(SPEC)

NO	품명	규격	단위	수량
4	산소 공급 기반 피부관리기기	세부내역 참조	SET	3
설치장소		신비관 210호		
세부규격		<ul style="list-style-type: none"> •고농도 산소 공급 시스템 적용 •음이온 발생 기능 적용 •피부 보습 및 피부 활력 관리 기능 제공 •LED 테라피 기능 적용 •피부 진정 및 피부관리 기능 제공 •산소 이온돔 방식 적용 •앰플 분사 및 산소 관리 기능 제공 •터치패널 제어 방식 적용 •이동형 스탠드 구조 적용 •바퀴 부착형 이동 가능 구조 •AC 220V / 60Hz 사용 •본체, 산소 핸드피스 및 전원케이블 포함 		
필수요구사항		<ul style="list-style-type: none"> - 제품 설치 및 잡자재비 포함 - 지정된 장소 설치하고 이상 유무 점검할 것 - 설치 후 사용자 교육 포함 - 기기 본체 + 기기 전용 카트 포함 		
참고사진				
 <p>The image shows the main product, a blue and white oxygen supply skin care device on a silver cart. To the right, a box lists accessories: 미스트 건 (Mist Gun), 전용 스킨케어 솔루션 (Specialized Skincare Solution), LED 돔 마스크 (LED Dome Mask), 산소 음이온 발생기 (Oxygen Ion Generator), 카트 (Cart), and 리모컨 (Remote Control). Below this, four panels show the LED dome mask with different light colors: RED + IR (640nm + 830nm), YELLOW (590nm), BLUE (420nm), and GREEN (530nm).</p>				